- 1. Скачать архив по ссылке
- 2. Распаковать архив (пароль: 0A9n1_JB4o) Открыть файл ./neurogaz/neurogaz-front/nginx/nginx.conf и в строке server 172.10.10.20:8088; прописать ір-адрес машины на которой будет разворачиваться приложение. Порты оставить те же
- 3. Открыть файл ./neurogaz/neurogaz-front/nginx/neurotech.skat-test.ru.conf и в блоке

прописать ір-адрес машины на которой будет разворачиваться приложение. Порты оставить те же

- 4. Открыть файл ./neurogaz/anamnesis/src/main/resources/config/application-prod.yml В строке *url: jdbc:postgresql://172.10.10.20:5432/neurogaz* прописать ір-адрес машины на которой будет разворачиваться приложение. Порты оставить те же
- 5. Вернуться в корень проекта в директорию ./neurogaz и выполнить команду docker compose up -d
- 6. В связи с тем, что приложение может работать только по доменному имени и в текущих настройках открывается по адресу https://neurotech.skat-test.ru/ чтобы открыть этот адрес на клиентской машине, находящейся в той же сети что и машина, на которой разворачивается проект, необходимо в файле host клиента прописать

172.10.10.20 neurotech.skat-test.ru где 172.10.10.20 ip адерес, который нужно заменить на адрес сервера (машина на которой развернуто приложение)